



THUASNE

Zwachtelprotocol ulcus cruris (Kit Biflex)

MAAT 1: < 25 cm
MAAT 2: 25-30 cm
MAAT 3: > 30 cm



Voor je begint:

Kies de juiste maat

Stap 1:

Zwachtel de witte bandage met lichte rek over de voet, bedek de hiel volledig en bevestig de hiel. Wij adviseren eerst de bovenzijde en dan de onderzijde te bevestigen (meest effectief).



Stap 2:

Zwachtel de het onderbeen en rek daarbij de elke rechthoek uit tot tot een vierkant. Zwachtel elke laag met een halve overlapping (de overlap-lijn). Stop met zwachtelen 2 vingers onder de knie. Overtollige zwachtel kan worden afgeknipt. Bevestig de zwachtel met de meegeleverde klittenbanden.



Stap 3:

Houdt de voet in 90 graden. Zwachtel de beige bandage met rek om de voet en bedek de hiel goed. Bevestig deze slag aan de boven- en onderzijde. (meest effectief)



Stap 4:

Zwachtel de het onderbeen en rek daarbij de elke rechthoek uit tot tot een vierkant. Zwachtel elke laag met een halve overlapping (de overlap-lijn). Stop met zwachtelen 2 vingers onder de knie. Overtollige zwachtel kan worden afgeknipt. Bevestig de zwachtel met de klittenbanden.

