

Naam praktijk: _____

Leveradres:

Straat, Postcode, Plaats

Contactpersoon _____

Telefoon _____

Datum _____

Patiëntgegevens

Naam: _____

Geboortedatum: _____

Nieuwe bestelling

Nabestelling, labelnr: _____

Aanpassingen

Alle gegevens zijn verplicht voor levering van dit maatwerk product. Deze gegevens zijn nodig om het maatwerk product in het order proces van Thuasne te traceren naar de juiste patiënt.

Gelieve indien mogelijk foto's van de arm toe te voegen

▲ Wees precies bij het nemen van de maten voor de lengte van de armkous.

De hand moet op het dijbeen geplaatst worden.

Breng de gevraagde anatomische richtpunten goed in positie voor u de maten neemt.

Lengte tussen de pols en de elleboog **◆◆**: vertrek correct vanaf het midden van de pols om naar het punt van de elleboog te gaan. Het meetlint moet dus een roterende beweging maken.

Voor de lengte tussen de elleboog en de schouder **◆◆** moet u het meetlint aan de buitenkant van de arm aanbrengen vanaf het punt van de elleboog en naar de bovenkant van de schouder meten.

Voor de hand tekent u het uiteinde van de armkous en arceert u de zone die door de orthese bedekt wordt om de maten verder te nemen.

Opmerkingen:


Model

- Enkele armkous
- Armkous met handschoen en duim
- Armkous met handschoen zonder duim

Optioneel

Opening

- Enkel Velcro (klittenband)
Maximaal 1/3 van de totale hoogte van het product



Omtrek (cm) links rechts

| | | links | rechts |
|------------|---|-------|--------|
| Arm | a omtrek van de pols op het smalste punt | | |
| | b omtrek van het halfwegse punt tussen de pols en de elleboog. Indien het oedeem erg plaatselijk is, wordt punt 2 de binnenrand van het oedeem | | |
| | c omtrek van de elleboogplooi | | |
| | d omtrek van het sterkste punt van de biceps | | |
| | e omtrek van de arm ter hoogte van de okselplooi | | |

Hoogte links rechts


| | | links | rechts |
|------------|---|-------|--------|
| Arm | l2 van de pols tot punt 2 | | |
| | l3 van de pols tot de elleboog (1 - 3) | | |
| | l4 van de pols tot het sterkste punt van de biceps (1 - 4) | | |
| | l5 van de pols tot de okselplooi (1 - 5) | | |

Omtrek (cm) links rechts

| | | links | rechts |
|-------------|---|-------|--------|
| Hand | i omtrek van de hand op het uiteinde van de handschoen | | |
| | j omtrek op het uiteinde van de duim | | |
| | k omtrek aan de basis van de duim | | |

Hoogte links rechts

| | | links | rechts |
|-------------|--|-------|--------|
| Hand | l0 lengte van de duim (minimum 2 cm) | | |
| | l1 van de pols tot de basis van de duim (1 tot k) | | |
| | l8 afstand tussen de eerste verbinding en het uiteinde van de handschoen (minimum 2 cm) | | |
| | l9 van de pols tot het uiteinde van de handschoen | | |



◆ anatomische richtpunten ○ omtrek □ lengte