

RECEPT FORMULIER MEDISCH HULPMIDDEL

Praktijk:		Datum recept:	
Naam:	Naam Patiënt:	M	V
Plaats:	Geboortedatum:		
	Adres:		
Tel. Contactpersoon:	Pc + Woonplaats:		
	BSN:		
Mail dit volledig ingevulde receptformulier plus bestelformulier naar de voor u declarerende partij.	ZV + polisnr:		
	Naam behandelend arts:		
	Specialisme:		
	Plaats:		
Opmerkingen:	AGB code:		
	Handtekening arts	Stempel:	

Indicatie:	Verstrekking:	Locatie:
☐ Primair Lymfoedeem ☐ Secundair Lymfoedeem ☐ Venous oedeem (CVI) ☐ Lipoedeem ☐ Anders,nl;	☐ Eerste verstrekking, d.d: ☐ Vervolg verstrekking, d.d:	☐ Arm ☐ Borst / Thorax ☐ Been ☐ Anders, nl: ☐ Enkelzijdig ☐ Dubbelzijdig

Compressiehulpmiddel t.b.v. oedeemreductie ter compensatie van langdurig functieverlies van bloed- en/of lymfevaten

Behandelduur: (> 3 weken) chronisch	Gebruiksadvies:
Evt. onderbouwing:	☐ Dag OF Nacht te gebruiken ☐ Dag EN Nacht te gebruiken ☐ Te gebruiken op geleide van klachten ☐ Anders,nl;

Aantal	Product:	Optie 1	Optie 2	Maat	Z-Index
☐	Mobiderm Autofit arm	links rechts	normaal lang	1 2 3 4 5 6	16187210
☐	Mobiderm Autofit onderbeen AD		kort normaal lang extra lang	1 2 3 4	z.o.z.
☐	Mobiderm Autofit been AG		kort normaal lang extra lang	1 2 3 4	z.o.z.
☐	Mobiderm onderbeen - maatwerk *				15778606
☐	Mobiderm been - maatwerk *				15778614
☐	Mobiderm arm - maatwerk *				15778622
☐	Mobiderm verband 5 mm	27 cm x 1 m			15778649
☐	Mobiderm verband 15 mm	27 cm x 1 m			15778657
☐	Mobiderm verband 15 mm	10 cm x 3 m			15778665
☐	Biflex 16+ verband	10 cm x 4 m			13624431
☐	katoen-verband	11cm x 4m			15520056
☐	Biflex Ideal	10cm x 5m			15686930
☐	Mobiderm handschoen met vingers	links rechts		1 2 3 4 5 6	16187229
☐	Mobiderm handschoen zonder vingers			1 2 3 4 5 6	16187237
☐	Lymphatrex compressiekleding*				
☐	Cicatrex compressiekleding*				
☐	Cicatrex skin teenkap	caramel zwart		1 2 3 4	z.o.z.
☐	Cicatrex skin handschoen kort	caramel zwart open vingers gesloten vingers		1 2 3 4 5 6 7 8	z.o.z.
☐	Cicatrex skin handschoen lang	caramel zwart		1 2 3 4 5 6 7 8	z.o.z.

Mobiderm Autofit onderbeen AD - confectie

Z-index	Variant
16516907	kort maat 1
16516974	kort maat 2
16516982	kort maat 3
16517083	kort maat 4
16517091	normaal maat 1
16517105	normaal maat 2
16517113	normaal maat 3
16517121	normaal maat 4
16517148	lang maat 1
16517156	lang maat 2
16517164	lang maat 3
16517172	lang maat 4
16517180	extra lang maat 1
16517199	extra lang maat 1
16517202	extra lang maat 1
16517210	extra lang maat 1

Mobiderm Autofit been AG - confectie

Z-index	Variant
16517229	kort maat 1
16517237	kort maat 2
16517245	kort maat 3
16517253	kort maat 4
16517261	normaal maat 1
16517288	normaal maat 2
16517296	normaal maat 3
16517318	normaal maat 4
16517326	lang maat 1
16517334	lang maat 2
16517342	lang maat 3
16517350	lang maat 4
16517369	extra lang maat 1
16517377	extra lang maat 2
16517385	extra lang maat 3
16517393	extra lang maat 4

Cicatrex skin teenverband

Z-index	Variant
16307526	caramel maat 1
16307607	caramel maat 2
16307569	caramel maat 3
16307585	caramel maat 4
16307534	zwart maat 1
16307550	zwart maat 2
16307577	zwart maat 3
16307593	zwart maat 4

Cicatrex skin handschoen lang

Z-index	Variant
15639673	caramel, maat 1
15639681	caramel, maat 2
15639703	caramel, maat 3
15639711	caramel, maat 4
15639738	caramel, maat 5
15639746	caramel, maat 6
15639754	caramel, maat 7
15639762	caramel, maat 8
15957411	zwart, maat 1
15957438	zwart, maat 2
15957446	zwart, maat 3
15957454	zwart, maat 4
15957462	zwart, maat 5
15957470	zwart, maat 6
15957489	zwart, maat 7
15957497	zwart, maat 8

Cicatrex skin handschoen kort

Z-index	Variant
15639592	vingers gesloten, caramel, maat 1
15639606	vingers gesloten, caramel, maat 2
15639614	vingers gesloten, caramel, maat 3
15639622	vingers gesloten, caramel, maat 4
15639630	vingers gesloten, caramel, maat 5
15639649	vingers gesloten, caramel, maat 6
15639657	vingers gesloten, caramel, maat 7
15639665	vingers gesloten, caramel, maat 8
15957578	vingers gesloten, zwart, maat 1
15957586	vingers gesloten, zwart, maat 2
15957594	vingers gesloten, zwart, maat 3
15957608	vingers gesloten, zwart, maat 4
15957616	vingers gesloten, zwart, maat 5
15957624	vingers gesloten, zwart, maat 6
15957632	vingers gesloten, zwart, maat 7
15957640	vingers gesloten, zwart, maat 8
15639770	vingers open, caramel, maat 1
15639789	vingers open, caramel, maat 2
15639797	vingers open, caramel, maat 3
15639800	vingers open, caramel, maat 4
15639819	vingers open, caramel, maat 5
15639827	vingers open, caramel, maat 6
15639835	vingers open, caramel, maat 7
15639843	vingers open, caramel, maat 8
15639851	vingers open, zwart, maat 1
15639878	vingers open, zwart, maat 2
15639886	vingers open, zwart, maat 3
15639894	vingers open, zwart, maat 4
15639908	vingers open, zwart, maat 5
15639916	vingers open, zwart, maat 6
15639924	vingers open, zwart, maat 7
15639932	vingers open, zwart, maat 8

Mobiderm Autofit arm

	Armomtrek bij oksel (e)	Omtrek onderarm (op het breedste punt) (d)	Pols-omtrek (c)	Hand-omtrek (b)
1	25 - 32	22 - 28	15 - 19	17 - 21
2	29 - 36	24 - 30	16 - 20	17 - 21
3	33 - 40	26 - 32	17 - 21	18 - 22
4	37 - 44	28 - 34	17 - 21	18 - 22
5	41 - 48	30 - 36	18 - 22	19 - 23
6	45 - 52	31 - 37	19 - 23	20 - 24

Normaal ℓ = 40 - 45 cm Lang ℓ = 45 - 50 cm

Mobiderm Autofit onderbeen AD

	Enkelomvang (B)	Kuitomvang (C)	Knieomvang (D)
1	16-24	24-35	25-36
2	20-28	32-43	32-43
3	24-32	40-51	39-50
4	28-36	48-59	46-57

Kort Normaal Lang Xtra Lang
 ℓ (D): 38 - 40 cm ℓ (D): 40 - 42 cm ℓ (D): 42 - 44 cm ℓ (D): 44 - 46 cm

Mobiderm Autofit been AG

	Enkelomvang (B)	Kuitomvang (C)	Bovenbeen-omvang (cG)
1	16-24	24-35	46-57
2	20-28	32-43	53-65
3	24-32	40-51	61-72
4	28-36	48-59	68-80

Kort Normaal Lang Xtra Lang
 ℓ (D): 38 - 40 cm ℓ (D): 40 - 42 cm ℓ (D): 42 - 44 cm ℓ (D): 44 - 46 cm

Mobiderm handschoen met / zonder vingers

MAAT	POLS-OMTREK (B)	HANDOMTREK (kop van middenhandsbeentjes) (C)
1	14 - 16	15 - 17
2	16 - 18	17 - 19
3	17 - 19	19 - 21
4	19 - 21	21 - 23
5	20 - 22	23 - 25
6	21 - 23	25 - 27

MAAT	POLS-OMTREK (B)	HANDOMTREK (kop van middenhandsbeentjes) (C)
1	14 - 16	15 - 17
2	16 - 18	17 - 19
3	17 - 19	19 - 21
4	19 - 21	21 - 23
5	20 - 22	23 - 25
6	21 - 23	25 - 27

Cicatrex skin teenkap

	Omtrek bij de kop van de middenvoetsbeentjes
1	21 - 22 cm
2	23 - 24 cm
3	25 - 26 cm
4	27 - 28 cm

Cicatrex skin handschoen kort / lang

	Handomtrek
1	13 - 14,5 cm
2	15 - 16,5 cm
3	17 - 18,5 cm
4	19 - 20,5 cm
5	21 - 22,5 cm
6	23 - 24,5 cm
7	25 - 26,5 cm
8	27 - 28,5 cm