

LYMPHATREX VEST®



Naam praktijk _____
 Contactpersoon _____
 Telefoon _____
 Datum _____

Patiëntgegevens

Naam: _____
 Geboortedatum: _____
 Man Vrouw

Eerste verstrekking
 Herhaling, evt. labelnr: _____

Afleveradres: Naam

Straat + huisnummer _____
 Postcode / Plaats _____

Alle gegevens zijn verplicht voor levering van dit maatwerkproduct.
 Deze gegevens zijn nodig om het maatwerkproduct in het orderproces van Thuasne te traceren naar de juiste patiënt.

Aantal	Materiaal	Vest ZONDER armen	Vest MET armen
___ Stuk	<input type="radio"/> Fine <input type="radio"/> Poly	<input type="radio"/> Beige Z-index: 15647730 <input type="radio"/> Zwart Z-index: 15647811 <input type="radio"/> Caramel (alleen poly) Z-index: 15647730	<input type="radio"/> Beige Z-index: 15647749 <input type="radio"/> Zwart Z-index: 15647838 <input type="radio"/> Caramel (alleen poly) Z-index: 15647749

Lengtematen basis vest:


- 4:cm Sternum - oksellijn
- 6:cm Sternum - onderste rib
- 8:cm Sternum - taille
- 10:cm Sternum - bekken
- 11:cm Schouder rechts
- 13:cm Schouder links
- 37:cm Lengte vest

Omvangsmaten basis vest:

- 1:cm Hals (Sternum & C7)
- 3:cm Thorax (oksellijn)
- 5:cm Thorax (onderste rib)
- 7:cm Taille
- 9:cm Bekken
- 12:cm Oksel rechts
- 14:cm Oksel links

Wil je een vest met lange mouwen?

Neem dan contact op met onze customer service of met je accountmanager



Stuur de volgende foto's mee:
 Voorzijde, rechterzijde, linkerzijde en achterzijde thorax
 (Neem de foto's zonder het hoofd i.v.m AVG)

Extra lengtematen (vest met mouwen)

- 16:cm Schouder - oksellijn links
- 18:cm Schouder - mid biceps links
- 26:cm Schouder - oksellijn rechts
- 28:cm Schouder - mid biceps rechts

Extra omvangsmaten (vest met mouwen)

- 15:cm Bovenarm proximaal links
- 17:cm Bovenarm midden links
- 25:cm Bovenarm proximaal rechts
- 27:cm Bovenarm midden rechts

Speciale maatvoering en opties

Halsuitsnede voor _____ cm vanaf borstbeen
 Halsuitsnede achter _____ cm vanaf C7 halswervel
 Breedte van de schouderbanden _____ cm.
 alleen van toepassing bij een vest zonder armen

Sluiting

- Ritssluiting met H/O
- Ritssluiting
- Haken/ogen

Boord onderzijde

- Siliconen band 3 cm
- Siliconen band 5 cm
- Elastische band 5 cm

Kleur boord onderzijde

- Zwart Z-index: **15648362**
- Beige Z-index: **15648346**
- Caramel Z-index: **15648346**

Cups


- Rechts
- Links

Kleur

- Zwart Z-index: **15648230** (per cup)
- Beige Z-index: **15648214** (per cup)
- Caramel Z-index: **15648214** (per cup)

Epithese hoes

- rechts Z-index: **15648257**
- links Z-index: **15648257**



Omvang wervelkolom tot borstbeen
 Rechts _____ cm links _____ cm
 Grootte van BH: _____