

CICATREX VEST®



Naam praktijk _____
Contactpersoon _____
Telefoon _____
Datum _____

Patiëntgegevens

Naam: _____
Geboortedatum: _____
Man Vrouw

- Eerste verstrekking
 Herhaling, evt. labelnr: _____

Afleveradres: Naam

Straat + huisnummer _____
Postcode / Plaats _____

Alle gegevens zijn verplicht voor levering van dit maatwerkproduct.
Deze gegevens zijn nodig om het maatwerkproduct in het orderproces van Thuasne te traceren naar de juiste patiënt.

Aantal

Stuk

Artikel

- Vest zonder armen
 Vest met armen

Materiaal

- Nature knitted
 Nature woven
 Skin woven
 Rigid knitted
 Silver knitted

Kleur

- beige zwart rood
 wit* jeans antraciet*
 roze mint* blauw*

*alleen beschikbaar in materiaal Rigid

Bijzonderheden

- Amputatie Memoryschuim (intekenen) Extra opening (intekenen)
 Drukpelotte (intekenen) Silon-TEX (intekenen) Kunstleder (intekenen)

Bedrukking (plaatje)

- Uil Kat
 Spin Helikopter

Lengtematen basis vest:


- 4:cm Sternum - oksellijn
6:cm Sternum - onderste rib
8:cm Sternum - taille
10:cm Sternum - bekken
11:cm Schouder links
13:cm Schouder rechts
37:cm Lengte vest

Omvangsmaten basis vest:

- 1:cm Hals (Sternum & C7)
3:cm Thorax (oksellijn)
5:cm Thorax (onderste rib)
7:cm Taille
9:cm Bekken
12:cm Oksel links
14:cm Oksel rechts

Wil je een vest met lange mouwen?

Meet dan ook de armmaten



Stuur de volgende foto's mee:
Voorzijde, rechterzijde, linkerzijde en achterzijde thorax
(Neem de foto's zonder het hoofd i.v.m. AVG)

Extra lengtematen (vest met mouwen)

- 16:cm Schouder - oksellijn rechts
18:cm Schouder - mid biceps rechts
26:cm Schouder - oksellijn links
28:cm Schouder - mid biceps links

Extra omvangsmaten (vest met mouwen)

- 15:cm Bovenarm proximaal rechts
17:cm Bovenarm midden rechts
25:cm Bovenarm proximaal links
27:cm Bovenarm midden links

LINKS (vanuit patiënt)

- Okselcompressie ja nee
 Siliconen band 3 cm 5 cm
 Siliconen stukken
 Sil. pads
 Elastische afsluitband
 3 cm 5 cm

- Halsuitsnede voor ____ cm vanaf borstbeen
 Halsuitsnede achter ____ cm vanaf C7 halswervels
 Raglanmouw Kogelmouw
 Kraag
Omvang boven: ____ cm
Omvang onder: ____ cm
Hoogte voor: ____ cm
Hoogte achter: ____ cm
Borstbeen-Hals onder: ____ cm

Borstcups

- met compressie zonder compressie
re: A B C D E F
li: A B C D E F

ROMP

Schouderbreedte: _____ cm

Sluiting

- Ritssluiting
 Haken/ogen
 Klittenband
Positie Borst Rug
 Kruis ____ cm lang
 Siliconen band 3 cm 5 cm
 Siliconen stukken
 Siliconen pads
 Elastische afsluitband
 3 cm 5 cm
 Tailleband

Epithesehoes Links Rechts

RECHTS (vanuit patiënt)

- Okselcompressie ja nee
 Siliconen band 3 cm 5 cm
 Siliconen stukken Sil. pads
 Elastische afsluitband
 3 cm 5 cm