

LYMPHATREX VEST®



Naam praktijk _____
 Contactpersoon _____
 Telefoon _____
 Datum _____

Patiëntgegevens

Naam: _____
 Geboortedatum: _____
 Man ☐ Vrouw ☐

- ☐ Eerste verstrekking
☐ Herhaling, evt. labelnr: _____

Opmerkingen:

Alle gegevens zijn verplicht voor levering van dit maatwerkproduct.
 Deze gegevens zijn nodig om het maatwerkproduct in het order-
 proces van Thuasne te traceren naar de juiste patiënt.

Aantal

___ Stuk

Materiaal

- ☐ Support
☐ Poly

Vest ZONDER armen

- ☐ Beige
☐ Zwart
☐ Caramel
☐ Antraciet
☐ Jeans
☐ Blauw
☐ Rood
☐ Mint
☐ Roze

Z-index: **15647730**
 Z-index: **15647811**
 Z-index: **15647730**
 Z-index: **17084105**
 Z-index: **17084121**
 Z-index: **17084156**
 Z-index: **17084172**
 Z-index: **17084105**
 Z-index: **17084172**

Vest MET armen

- ☐ Beige
☐ Zwart
☐ Caramel
☐ Antraciet
☐ Jeans
☐ Blauw
☐ Rood
☐ Mint
☐ Roze


Z-index: **15647749**
 Z-index: **15647838**
 Z-index: **15647749**
 Z-index: **17084113**
 Z-index: **17084148**
 Z-index: **17084164**
 Z-index: **17084180**
 Z-index: **17084113**
 Z-index: **17084180**

Lengtematen basis vest:

- 4:cm Sternum - oksellijn
 6:cm Sternum - onderste rib
 8:cm Sternum - taille
 10:cm Sternum - bekken
 11:cm Schouder links
 13:cm Schouder rechts
 37:cm Lengte vest

Omvangsmaten basis vest:

- 1:cm Hals (Sternum & C7)
 3:cm Thorax (oksellijn)
 5:cm Thorax (onder de borst)
 7:cm Taille
 9:cm Bekken
 12:cm Oksel links
 14:cm Oksel rechts



Stuur de volgende

foto's mee:
Voorzijde, rechterzijde,
linkerzijde en
achterzijde thorax
(Neem de foto's zonder
het hoofd i.v.m AVG)

Extra lengtematen (vest met mouwen)

- 16:cm Schouder - oksellijn rechts
 18:cm Schouder - mid biceps rechts
 26:cm Schouder - oksellijn links
 28:cm Schouder - mid biceps links

Extra omvangsmaten (vest met mouwen)

- 15:cm Bovenarm proximaal rechts
 17:cm Bovenarm midden rechts
 25:cm Bovenarm proximaal links
 27:cm Bovenarm midden links

Wil je een vest met lange mouwen?

Neem dan contact op met onze customer service of met je accountmanager

Speciale maatvoering en opties

Halsuitsnede voor _____ cm vanaf borstbeen
 Halsuitsnede achter _____ cm vanaf C7 halswervel
 Breedte van de schouderbanden _____ cm. *alleen*
van toepassing bij een vest zonder armen

Sluiting

- ☐ Ritssluiting met H/O
☐ Ritssluiting
☐ Haken/ogen

Boord onderzijde

- ☐ Siliconen band 3 cm
☐ Siliconen band 5 cm
☐ Elastische band 5 cm

Z-index: **15648362**

☐ Mobiderm pelotte maat L

Z-index: **17405319**

Let op, deze wordt separaat verzonden van het vest

Cup per stuk

- ☐ Links ☐ Rechts

Z-index: **15648214**


Epithese hoes per stuk

- ☐ Links ☐ Rechts

Z-index: **15648257**

Merk en type prothese: _____ Maat: _____

Lengte prothese: _____ cm. Hoogte prothese: _____ cm.



Omvang wervelkolom tot borstbeen

Links _____ cm Rechts _____ cm

Grootte van BH: _____